



2024

ORTOPEDISKA SKOR OCH TILLBEHÖR

Bekväm-, behandlings- och postoperativa skor samt inlägg och strumpor.



Innehållet i denna broschyr.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande ortopediska skor, samt inlägg och strumpor för vuxna, ämnade för ortopedisk individuell anpassning och funktionsbehandling.

Merparten av alla skor är lagerförda. Vi kan även erbjuda andra icke lagerförda modeller – vänligen se därför vår hemsida för fullständigt sortiment.

Vi erbjuder även ett stort antal Finn Comfort lagerskor, samt snabba leveranser av deras beställningssortiment. Finn Comfort sortimentet finner ni i en separat katalog.

Huvuddelen av alla skor i broschyren är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen. För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker www.erimed.se eller kontaktar oss på order@erimed.se alternativt Tel. +46 8 449 56 50.

Innehållsförteckning.

| | | | |
|--|-------|-------------------------------------|-------|
| Huvudsakliga varumärken i denna broschyr | 3 | Behandlingskor (Dam och Herr) | 19-23 |
| Yttersule-rigiditet..... | 4 | Post-Op / Terapiskor | 24-25 |
| Bekvämskor – Damsandaler | 5-6 | Orthotech funktionsbehandling..... | 26 |
| Bekvämskor – Damskor | 7-11 | Inlägg..... | 27-29 |
| Bekvämskor – Herrsandaler | 12 | Strumpor..... | 30-31 |
| Bekvämskor – Herrskor | 13-17 | Lästtabeller | 32-35 |
| Beskrivning tryckavlastning och passform – Behandlingskor | 18 | | |

Huvudsakliga varumärken i denna broschyr.

Xelero

Xelero är kända för sina mycket stabila skor som alla möjliggör individanpassning.

- A. Skumfotbädd med öppen cellstruktur för transporterering av fukt från foten.
- B. Kontrollplatta för stabilitet.
- C. Stödelement för stabilitet och främjad framåtrörelse.
- D. Mellansula med gel-kudde för extra stötdämpning.
- E. Platta mellan ytter- och mellansula designad för att minska tryck på framfot, samt ge vridstöd under foten.

Yttersula av gummi samt löstagbara fotbäddar.



since 1995 Cambrian the foot health company

Samtliga sandaler och skor från Cambrian möjliggör individanpassning och har;

- God volym.
- Bra avrullning.
- Foträt kraftig semirigid yttersula.
- Slitstarkt skinn och/eller meshtyg.
- Löstagbara fotbäddar.

PODARTIS clinically tested footwear

Activity-sortimentet som presenteras i denna broschyr har designats för aktiva människor med behov av specialskor. Samtliga modeller har stor volym, stabiliserande bakkappor samt semirigida yttersulor.

MDR/CE märkta.

Podartis skor har biomekaniska yttersulor med mycket bra avrullning – **Timing Rocker Sole®**. Timing Rocker Sole® bidrar till en mer naturlig gång, minskar fotsmärta, trötthetskänsla, skyddar leder och ger en effektiv fördelning av tryck samtidigt som den bidrar till förbättrad stabilitet och balans. DCS-sulan som återfinns i flertalet modeller har en stabiliserande sul-konstruktion som motverkar pronation.

I broschyren återfinns även skor av andra varumärken.

OBS – Vissa skor med svarta sulor av gummi kan lämna avtryck på golv inomhus.



Symbolförklaring



Vegan



Vattentät



Elastiskt ovanmaterial

YTTERSULE-RIGIDITET

Det är mycket viktigt vid val av skor att säkerställa rätt stabilitet utifrån användarens behov. Yttersulornas rigiditet (styvhet) är en viktig faktor när det kommer till att avhjälpa fotproblem.

- Skor med flexibel stabilitet eller medelstabilitet lämpar sig ofta för brukare med mild fotsmärta som behöver extra stabilitet och stöd.
- Behandlingsskor med biomekanisk semirigid sula lämpar sig ofta för brukare med medelhög risknivå (diabetes, neurologiska problem, ledstelhet) och smärta i fötterna. De reducerar framfotstrycket med ca 30 %.

- Behandlingsskor med biomekanisk rigid sula lämpar sig ofta för brukare med hög risknivå (diabetes, neurologiska problem) med behov av minimalt plantar-tryck.

Styvheten skiljer sig åt när det kommer till våra olika modeller. Vi har därför skapat ett schema och kategoriserat dessa efter styvhet – från 1–5.

Relevanta produkter i broschyren har en angiven rigiditet enligt tabellen nedan.

| SKOMODELL/NAMN | 1 – Flexibel | 2 | 3 | 4 | 5 – Rigid |
|--|--------------|---|---|---|-----------|
| TRU sandal | | ✓ | | | |
| Alipes sandal | ✓ | | | | |
| Espirit, Kona, Delphi, Marina | | | | ✓ | |
| Navigator, Summit, Mariner II | | | | ✓ | |
| Steadfast: Black, White, Walker, Fit-Go, Arandi | | | | ✓ | |
| Steadfast II: Navy, Recycled | | | | ✓ | |
| Steadfast: Hiker, Trail, All Terrain | | | | | ✓ |
| Genesis: II, XPS | | | ✓ | | |
| Bora, Breeze, Ultra Genesis, Ultra Black, Ventura Casual | | | ✓ | | |
| Activity: Itala, Sport Grey, Next Evo, One Evo XF, Freedom Evo | | | | ✓ | |
| Activity: Iron, Wild, Darwin DCS Velcro | | | | | ✓ |
| Polar | | ✓ | | | |
| Vail, Aspen | | ✓ | | | |
| Botero, Venezia | ✓ | | | | |
| Orsa | | | | ✓ | |
| X-Diab, X-Diab Goodsport, Masaccio, Giotto Velcro GV, Orthop | | | | | ✓ |
| Manet, Caravaggio, Sandalo, Asti | | | | | ✓ |
| Deambulo X | ✓ | | | | |
| WPS, TD, Teraheel, Stabil-D, EriCare | | | | | ✓ |
| Terapes | | | | ✓ | |

BEKVÄMSKOR – DAMSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



 Cambrian

Espirit

Sandal i läder med god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 36-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 863512-0XX
Måttabell: 1



 Cambrian

Delphi

Sandal i läder med god volym, reglerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 36-41 • **Läst:** D
Artikelnummer: 867912-0XX
Måttabell: 1



 Cambrian

Kona Svart

Sandal i nubuck med god volym, reglerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 36-41
Läst: D • **Artikelnummer:** 863612-0XX
Måttabell: 1



 Cambrian

Espirit Beige

Sandal i nubuck med god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 36-42 • **Läst:** D
Artikelnummer: 863562-0XX
Måttabell: 1

Löstagbar
fotbädd från
Cambrian.



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Cambrian

Marina Svart/Lila

Sandal i läder och textil med justerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 36-42 • **Läst:** B
Artikelnummer: 863330-0XX
Måttabell: 2



PODARTIS
clinically tested footwear

Alipes Red

Sandal i lack-skin och nubuck, med Flexpell medialt. Löstagbar fotbädd. För fler färger, se vår hemsida. **Rigiditet:** 1
Storlek: 35-42 • **Läst:** Normal
Artikelnummer: 360199-0XX
Måttabell: 4



Xelero

TRU Slide

Mycket bekväm sandal med justerbar bred velcrorem. Ger bra stöd under hälften. Stabil yttersula i Xelero-konstruktion. **EJ** löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 2
Storlek: 6-11 (US) Motsv. 37/38/39/40,5/42/43
Artikelnummer: 800050-0XX
Måttabell: 5



Xelero

TRU Snow/Onyx

Mycket bekväm sandal med tå-grepp. Ger bra stöd under hälften. Stabil yttersula i Xelero-konstruktion. **EJ** löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 2 • **Storlek:** 6-11 (US) Motsv. 37/38/39/40,5/42/43
Artikelnummer: 800034-0XX
Måttabell: 5

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast II Navy

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-43 • **Läst:** Wide/D
Artikelnummer: 802447-0XX
Måttabell: 9

I lager
vinter/
vår 2024



Steadfast II Recycled White/Blue

Läcker, stabil och bekväm sportsko i återvunnet material med mesh. Skorna har mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-44 • **Läst:** Wide/D
Artikelnummer: 802424-0XX
Måttabell: 9



I lager
vinter/
vår 2024



Steadfast White Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning. Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-43 • **Läst:** Wide/D
Artikelnummer: 806001-0XX
Måttabell: 9

I lager
vinter/
vår 2024



Steadfast Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning, Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-43 • **Läst:** Wide
Artikelnummer: 806016-WXX
Måttabell: 9



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

! = Erbjuds så länge lagret räcker.



Steadfast Black/Periwinkle

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-43 • **Läst:** Wide
Artikelnummer: 806006-WXX
Måttabell: 9



Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-44 • **Läst:** B
Artikelnummer: 807400-OXX
Måttabell: 7

Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-44 • **Läst:** D
Artikelnummer: 809740-OXX
Måttabell: 9



Steadfast Walker White

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 37-44
Läst: D • **Artikelnummer:** 807401-OXX
Måttabell: 9



Steadfast Walker Velcro

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 37-44
Läst: Wide/D • **Artikelnummer:** 807140-OXX
Måttabell: 9

I lager
vinter/
vår 2024



! Arandi Narrow Velcro

Stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 37-43 • **Läst:** B
Artikelnummer: 804887-OXX
Måttabell: 12

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

! = Erbjuds så länge lagret räcker.



**Genesis II
Pink Lemonade**

Läcker, stabil och skön sportsko i meshtyg. Mycket bra avrullning, god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 37-43 • **Läst:** D
Artikelnummer: 804212-0XX
Måttabell: 16



**Genesis XPS
Salmon**

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 37-43 • **Läst:** B spec
Artikelnummer: 802422-0XX
Måttabell: 14



Breeze Black

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 36-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 832500-0XX • **Måttabell:** 21



Breeze Grey Mint

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 37-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 832510-0XX • **Måttabell:** 21



! Ultra Black Lace

Mycket bekväm sportsko i läder med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 37-42,5 • **Läst:** B (extra djup)
Artikelnummer: 831410-0XX • **Måttabell:** 18



**! Ultra Genesis
Silver/Rosa**

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 36-42,5 • **Läst:** B Cambrian
Artikelnummer: 830240-0XX • **Måttabell:** 21

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Xelero

Steadfast Trail

Stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 37-43 • **Läst:** Medium
Artikelnummer: 800446-0XX
Måttabell: 7



Xelero

Steadfast All Terrain

Stabil och skön sportsko i PU-konstläder. Vattentät sko med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 37-44 • **Läst:** Wide/D
Artikelnummer: 804430-0XX
Måttabell: 9

I lager
höst 2024



PODARTIS
clinically tested footwear

Activity Freedom EVO

Unisex sko med god intern volym. Vattenresistent överdel i nappa och mesh. Stabil bakkappa, trekking sula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 36-47
Artikelnummer: 364508-0XX
Måttabell: 33



PODARTIS
clinically tested footwear

Venezia

Sko med elastiskt material för att motverka tryck på deformiteter. Fotbädd ingår. **Rigiditet:** 1 • **Storlek:** 35-41
Läst: Venezia
Artikelnummer: 512811-0XX
Måttabell: 24



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

! = Erbjuds så länge lagret räcker.



Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 37-43 • **Läst:** Medium
Artikelnummer: 801252-0XX
Måttabell: 7



! Vail

Bekväm och stabil ullfodrad vinterkänga i läder med vattentätt membran. Dubbla dragkedjor för enkelt insteg och rejäl gummisula för bra grepp. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 2
Storlek: 36-41 • **Läst:** Normal
Artikelnummer: 308492-0XX
Måttabell: 28



Polar

Högkvalitativ vinterkänga med stor volym. Synt. ullfoder, vibram-sula samt bilaterala dragkedjor för enkelt insteg. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 1,5
Storlek: 35-43 • **Läst:** Polar
Artikelnummer: 440705-0XX
Måttabell: 27



! Orsa

Bekväm Trekkingkänga med bälgplös, sympatexmembran och kraftig gummisula. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3,5
Storlek: 37-47 • **Läst:** MT
Artikelnummer: 443615-0XX
Måttabell: 26



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



 Cambrian

Navigator

Sandal i läder med god volym, justerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-47 • **Läst:** D
Artikelnummer: 868110-0XX
Måttabell: 3



 Cambrian

Summit

Sandal i läder med god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-47 • **Läst:** D
Artikelnummer: 868210-0XX
Måttabell: 3



 Cambrian

Mariner II

Sportig sandal i konstläder med god volym, justerbara remmar och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 41-47
Läst: D • **Artikelnummer:** 868510-0XX
Måttabell: 3



I lager
vinter/
vår 2024



 Xelero

TRU Slide

Mycket bekväm sandal med justerbar bred velcrorem. Ger bra stöd under hålfoten. Stabil yttersula i Xelero-konstruktion. **EJ löstagbar fotbädd. Rigiditet:** 2
Storlek: 8-13 (US) Motsv. 40,5/42/43/44,5/46/47 • **Artikelnummer:** 800100-0XX
Måttabell: 6

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast Grey Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning. Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-48 • **Läst:** XWide/4E
Artikelnummer: 802844-OXX
Måttabell: 10

I lager
vinter/
vår 2024



Steadfast Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning, Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-48 • **Läst:** Wide
Artikelnummer: 802860-WXX
Måttabell: 8



Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-49,5 • **Läst:** D
Artikelnummer: 808300-OXX
Måttabell: 11

Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-49,5 • **Läst:** 4E
Artikelnummer: 805830-OXX
Måttabell: 10



Steadfast Walker Velcro

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 41-49,5
Läst: 6E • **Artikelnummer:** 808130-OXX
Måttabell: 13

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast II Navy

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-48 • **Läst:** Wide/2E
Artikelnummer: 800445-0XX
Måttabell: 8

I lager
vinter/
vår 2024



Steadfast Black

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4
Storlek: 41-48 • **Läst:** Wide
Artikelnummer: 802800-WXX
Måttabell: 8



Genesis II Shark Grey

Snygg stabil och skön sportsko i meshtyg. Mycket bra avrullning, god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3 • **Storlek:** 41-48
Läst: 2E • **Artikelnummer:** 801668-0XX
Måttabell: 17



Genesis XPS Grey

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3
Storlek: 41-48 • **Läst:** D spec
Artikelnummer: 804630-0XX
Måttabell: 15

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

! = Erbjuds så länge lagret räcker.



Cambrian

Bora Black

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 3 • Storlek: 41-47**
Läst: D • Artikelnummer: 832400-0XX
Måttabell: 20



Cambrian

Bora Grey

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 3 • Storlek: 41-47**
Läst: D • Artikelnummer: 832410-0XX
Måttabell: 20



Cambrian

! Ultra Genesis Silver/Blå

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 3**
Storlek: 42-47 • Läst: 2E
Artikelnummer: 830142-0XX
Måttabell: 22



Cambrian

! Ultra Black Lace

Mycket bekväm sportsko i läder med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 3**
Storlek: 41-48 • Läst: 2E (extra djup)
Artikelnummer: 831312-0XX
Måttabell: 19

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Steadfast Trail

Modern, stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5 • **Storlek:** 41-48
Läst: Medium • **Artikelnummer:** 807257-0XX
Måttabell: 11



Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 41-48 • **Läst:** Medium
Artikelnummer: 803000-0XX
Måttabell: 11



Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 41-48 • **Läst:** Extra Wide
Artikelnummer: 807300-0XX
Måttabell: 10



Steadfast All Terrain

Stabil och skön sportsko i PU-konstläder. Vattentät sko med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5
Storlek: 41-49,5 • **Läst:** Wide/2E
Artikelnummer: 809330-0XX
Måttabell: 8



I lager
höst 2024



Activity Freedom EVO

Unisex sko med god intern volym. Vattenresistent överdel i nappa och mesh. Stabil bakkappa, trekking sula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 36-47
Artikelnummer: 364508-0XX
Måttabell: 33



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

! = Erbjuds så länge lagret räcker.



PODARTIS
clinically tested footwear

Botero

Sko med elastiskt material för att motverka tryck på deformiteter.

Fotbädd ingår. **Rigiditet:** 1

Storlek: 39-47 • **Läst:** Botero

Artikelnummer: 513111-0XX

Måttabell: 25



erimed

! Aspen

Snygg, bekväm, ullfodrad vinterkänga i läder med vattentätt membran. Dragkedja medialt samt snörning för enkelt insteg. Gummisula och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 2

Storlek: 40-46 • **Läst:** Normal

Artikelnummer: 309482-0XX

Måttabell: 29



Cambrian

Ventura Casual

Bekväm, rymlig herrsko i svart läder. Bra avrullning och stor volym i framfot, samt rejäl gummisula.

Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3

Storlek: 41-47 • **Läst:** 2E

Artikelnummer: 855412-0XX

Måttabell: 23



CHRISS

! Orsa

Bekväm Trekkingkänga med bälgplös, sympatex-membran och kraftig gummisula.

Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3,5

Storlek: 37-47 • **Läst:** MT

Artikelnummer: 443615-0XX


Måttabell: 26



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.


Podartis är ett företag som under mer än 30 år arbetat med omfattande forskning och utveckling på behandlingssko-området. Vi har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Podartis. Du kan gärna läsa mer om deras arbete samt forskning på www.podartis.com.

Nedan analys beskriver tydligt trycknivå och tryckfördelning vid användande av olika typer av sulor (normala, biomekaniskt flexibla samt biomekaniskt rigida sulor).




Nedan beskriver skillnaden mellan normala skor, ortopediska skor och ortopediska skor med flexibelt ovanmaterial.

Alla Podartis skor använder **töjbar eller värme-omformbar teknologi** som möjliggör att ovansidan av skon kan formas och anpassas till fotens och tårnas form.



NORMAL SKO

anpassar sig inte efter deformiteter och kan orsaka **smärta**.



STANDARD ORTOPEDISK SKO

en sko med större volym möjliggör anpassningar för många fotrelaterade problem men kan samtidigt skapa skadlig **friktion**



PODARTIS SKO

möjliggör en **optimal passform** genom såväl volym som att anpassa sig till deformiteter och därmed undvika skadlig friktion.

BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Activity Itala

Damsko med stor intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabil bakkappa, DCS yttersula och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 4 • **Storlek:** 35-41

Artikelnummer: 514171-0XX

Måttabell: 32



Activity Next Evo

Damsko med stor intern volym, och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa och löstagbar fotbädd.

Lättvikt. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 35-41

Artikelnummer: 360378-0XX

Måttabell: 32



Activity One EVO XF

Stabil och lätt dam-sportsko med kardborrband och stor intern volym med löstagbara fotbäddar.

XF – Extra Fitting-systemet, designat för effektiv och snabb anpassning av skons inre volym. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 35-41

Artikelnummer: 360418-0XX

Måttabell: 32



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Activity Iron Dam

Damsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-slitsula. Löstagbar fotbädd.
Rigiditet: 4,5 • **Storlek:** 36-39 (för större storlekar hänvisar vi till Activity Iron Herr)
Artikelnummer: 513378-0XX
Måttabell: 31



Activity Iron Herr

Herrsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-slitsula. Löstagbar fotbädd.
Rigiditet: 4,5 • **Storlek:** 40-47
Artikelnummer: 513278-0XX
Måttabell: 31



Activity Sport Grey

Herrsko med stor intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa, DCS sula och snörlås. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 • **Storlek:** 39-47
Artikelnummer: 513178-0XX
Måttabell: 30



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Activity Wild

Stabil herrkänga med Velcro, samt värmeformbar ovandel i nappa. Stor intern volym, DCS yttersula och löstagbar fotbädd.
Rigiditet: 4,5 • **Storlek:** 39-47
Artikelnummer: 365521-0XX
Måttabell: 31



Masaccio

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Avtagbara stabilisatorer bilateralt. **Rigiditet:** 5 • **Storlek:** 36-46
Artikelnummer: 513801-0XX
Måttabell: 34



X-diab

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Stabiliserande bakkappa. DCS Diab yttersula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 5 • **Storlek:** 36-46
Artikelnummer: 513471-0XX
Måttabell: 36



X-diab Goodsport

Stabil herrsko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och god volym. Stabiliserande bakkappa. Biomekaniskt rigid yttersula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 5 • **Storlek:** 39-46
Artikelnummer: 360091-0XX
Måttabell: 34



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Giotto Velcro GV

Sko med stor volym och värmeformbart kalvskinn. Stabil bakkappa och DCS Diab yttersula.

Rigiditet: 5 • **Storlek:** 39-47
Artikelnummer: 362101-0XX
Måttabell: 34



Darwin DCS Velcro

Herrsko med stor intern volym och extra mjuk överdel i mesh och nappa. Stabil bakkappa, DCS Diab yttersula och löstarbar fotbädd.

Rigiditet: 4,5 • **Storlek:** 39-46
Artikelnummer: 360570-0XX
Måttabell: 31



Deambulo X

Unisex sko i mjuk flexibel textil/nylon speciellt anpassad för rehabiliteringsändamål. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, varierbar volym, samt lätt vikt. Flexibel sula och löstagbar fotbädd.

Rigiditet: 1 • **Storlek:** 36-47
Artikelnummer: 510400-0XX
Måttabell: 37



Orthop

Unisex sko i textil. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, med mycket stor justerbar volym som möjliggör bandagering. Yttersula i EVA, rigid med 2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår.

Rigiditet: 5 • **Storlek:** 36-48
Artikelnummer: 911615-0XX
Måttabell: 39



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

! = Erbjuds så länge lagret räcker.



Manet

Damsandal med elastiskt Flexpell® och nappa. Stor volym, löstagbar fotbädd, stabil bakkappa och DCS Diab yttersula.

Rigiditet: 5 • Storlek: 35-42
Artikelnummer: 511520-0XX
Måttabell: 35



Caravaggio

Herrsandal i skinn och nubuck, med stor volym, löstagbar fotbädd stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. **Rigiditet: 5**

Storlek: 39-46 • Artikelnummer: 511811-0XX
Måttabell: 34



Sandalo Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym.

Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Rigiditet: 5 • Storlek: 35-41
Artikelnummer: 510328-0XX
Måttabell: 38

Sandalo Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym.

Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Rigiditet: 5 • Storlek: 42-48
Artikelnummer: 510428-0XX
Måttabell: 38



! Asti Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Rigiditet: 5 • Storlek: 35-40
Artikelnummer: 510329-0XX
Måttabell: 38

! Asti Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår.
Rigiditet: 5 • Storlek: 41-48
Artikelnummer: 510429-0XX
Måttabell: 38

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.


POST-OP / TERAPISKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



WPS

Framfotsavlastande post-op sko med 8° talus sula. Nylonöverdel och justerbara velcro-band. 34 mm yttersula. **Rigiditet:** 5
Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar)
Artikelnummer: 512100-0XX
Måttabell: 42



Teraheel

Bakfotsavlastande post-op sko med bilateral stabilisering. Fullt öppningsbar med velcro, samt borttagbar posterior hälplatta. **Rigiditet:** 5 • **Storlek:** S-XL (4 stl)
Artikelnummer: 511400-0XX
Måttabell: 40



Stabil-D

Sandal med bilaterala stabilisatorer. Skydd mot anterior friktion, rigid rullsula samt EVA innersula. **Rigiditet:** 5
Storlek: 35-46 (dubbelstorlekar)
Artikelnummer: 516000-0XX
Måttabell: 42



TD

Framfotsavlastande post-op sko med rullsula, 8° vinkel dorsoflexion i innersulan, samt 22 mm yttersula. Nylonöverdel och justerbara velcro-band. **Rigiditet:** 5
Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar)
Artikelnummer: 510500-0XX
Måttabell: 42



Våra postoperativa skor är universala (säljs per styck).
Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

POST-OP / TERAPISKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Terapes

Post-op sko med semirigid yttersula.
Sömlös överdel, velcro, lätt vikt.
Rigiditet: 4 • Storlek: 35-48 (dubbelstorlekar) • **Artikelnummer: 512000-0XX**
Måttabell: 42



Tåskydd

För WPS, TD,
Terapes, Teraheel.
Storlek/Artikelnummer:
Medium 512105-001,
Large 512105-002



EriCare

Avlastande post-op sko med bra tå-sprängning. Nylonöverdel och justerbara velcro-band, samt dubbla innersulor.
Rigiditet: 5 • Storlek: XS-XL
Artikelnummer: 911610-0XX
Måttabell: 41



Tåskydd till Ericare

Storlek: XS-XL
Artikelnummer: 911611



Orthop

Unisex sko i textil. OBS – säljs i par. För postop, skydd och prevention. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, med mycket stor justerbar volym som möjliggör bandagering. Rull-sula i EVA, rigid med 2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår.
Rigiditet: 5 • Storlek: 36-48
Artikelnummer: 911615-0XX
Måttabell: 39



Multipodus

Trycksårsavlastande med mjuk padding och lätt vikt. Flertalet velcro och varierbar volym.
Storlek/Artikelnummer:
Large (→39) 700022-030,
X-Large (→49) 700022-031

Utbytesfoder

Storlek/Artikelnummer:
Large 700090-030, X-Large 700090-031

Våra postoperativa skor är universala (säljs per styck).

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 32-35 för korrekta mått.

Med Orthotech's sortiment erbjuder vi det överlägsna behandlingsalternativet för tidig funktionsbehandling. Tidig funktionsbehandling bidrar framgångsrikt till en förbättring i behandlingsresultatet och förkortar rehabiliteringstiden. Skorna möjliggör en begränsad, säker stabiliserande rörelse och tryckavlastning. De ger ofta en mycket bra terapi jämfört med gips eller bandage med bland annat förbättrad mobilitet, vridstabilitet och förenklad sårbehandling.

Behandlingsskorna på bild nedan lagerförs i begränsad omfattning. Övriga artiklar i sortimentet är beställningsvara. För att se samtliga olika modeller (ex Vario Stabil, Reha Stabil) – vänligen gå in på vår hemsida www.erimed.se.

Information Kil-inlägg för tvåsidig spetsfotställning för Orthotech Vario Stabil.

Terapiförloppet skall ovillkorligen överenskommas med behandlande läkare. 3 kilinlägg ingår.

Vecka 1-4: 130 grader spetsfotställning motsvarar ca 3 cm klackhöjd

Vecka 5-6: 120 grader spetsfotställning motsvarar ca 2 cm klackhöjd

Vecka 7-8: 110 grader spetsfotställning motsvarar ca 1 cm klackhöjd

Vecka 9-12: Vid motsvarande sen-regenerering är det inte nödvändigt

Indikationer – Ortotech

| INDIKATION / MODELL | Orthotech Stabil | Ortotech Stabil Safety | Vario Stabil | Reha Stabil |
|--|------------------|------------------------|--------------|-------------|
| Ligamentskador i fotens kapsel | x | x | | |
| Vissa bensskador i fot/fotled (t.ex stressfraktur) | x | x | | |
| Artrit i fotleden | x | x | | |
| Stukningar av fotleden | x | x | | |
| Förebyggande vid ofta återkommande skador | x | x | | |
| Immobilisering av vrist/ mellanfot | x | x | | |
| Tidig funktionsbehandling av avslitna hälsenor | | | x | |
| Stabiliserande för begränsningar och rörelseinducerad smärta i underben och bakfot | | | x | |
| Uppföljningsbehandling av frakturer och artrodeser | | | x | |
| Kompenserar för muskelsvaghet (förlamning) | | | x | x |
| Tillstånd efter en stroke | | | | x |
| Slapp pares, Cerebral pares | | | | x |
| Öppningsbar tåbox för kontroll och korrigerande av tå-position | | | | x |

Stl 7-9
Lagervara



Stabil Svart Velcro

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Se vidare indikations-schema. **Storlek:** 3-13 (7-9 lagervara, övriga storlekar beställningsvara) • **Artikelnummer:** 071752-0XX • **Måttabell:** 43

Stl 7-9
Lagervara




Stabil Svart Sandal

Terapeutisk sandal som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcrobånd för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Lätt vikt. **Storlek:** 3-14 (7-9 lagervara, övriga storlekar beställningsvara) • **Artikelnummer:** 071755-0XX • **Måttabell:** 43

INLÄGG

Samtliga Thermoplastiska inlägg i Pedi-serien är täckta med Arnedry™. Ett fuktabsorberande andningsbart micro-fibermaterial som eliminerar lukt, håller fötterna torra och fräscha samt är tvätt-/avtorkningsbart.



Arnedry™



PediLange

Thermoplastinlägg med smalare profil och höga kanter. Täckmaterial Arnedry. Säljs i par. Dubbelstorlekar.

Storlek:

Utan pelott: 19-20, 21-22 osv till 33-34

Med pelott: 35-36, 37-38 osv till 49-50

Artikelnummer: 791000-020, -022 osv till -050



PediTherm

Thermoplastinlägg med bredare profil och medelhög kant. Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex. Med pelott. Säljs i par. **Storlek:** 35-48

Artikelnummer: 791020-035, -036 osv till -048



PediTeP

Thermoplastinlägg med 3 mm PPT, bredare profil och medelhög kant. Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex. Med pelott. Säljs i par. **Storlek:** 35-48

Artikelnummer: 791010-035, -036 osv till -048



Escombine kort med PPT

Ett thermoplastiskt inlägg väl lämpat att användas vid överbelastningsproblem. Ovanmaterial av 3 mm skinnbeklädd PPT.

Säljs i par. **Storlek:** 35-46

Artikelnummer: 814121-035, -036 osv till -046

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.

INLÄGG



PediEVA 30

Ett ljusgrått inlägg i EVA-material med 30 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

Storlek:

Dubbelstorlek: 19-20, 21-22 osv till 33-34 (djup hälkopp)

Varje storlek: 35, 36 osv till 48

Artikelnummer:

Dubbelstorlek: 792010-020, -022 osv till -034

Varje storlek: 792010-035, -036 osv till -048



PediEVA 45

Ett vitt inlägg i EVA-material med 45 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

Storlek:

35-48

Artikelnummer: 792020-035, -036 osv till -048



Multicolor lång, normal

Ett slipbart EVA-inlägg med olika färglager för enkel bedömning av slpningsnivå. 40 Shore. Säljs i par, i förpackning om två par. **Storlek:** 35-48

Artikelnummer:

Med pelott: 373714-035, -036 osv till -048

Utan pelott: 373715-035, -036 osv till -048



ReumaDiab PL763

Ett inlägg väl lämpat för diabetiker.

Diapodmaterialet har svamp- och bakteriedödande egenskaper. 25 Shore. Undersida av EVA-material dens 200, uppvärmningsbart i 85°C -120°C. Säljs i par, i förpackning om två par. Jämna storlekar = lagervara, ojämna = beställningsvara. **Storlek:** 35-47

Artikelnummer: 510763-034, -035 osv till -047

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.

INLÄGG



Escosoft blå diabetes

Ett brett inlägg med ljusblå PPT ovan, mellanlager av plastazote (ca 12 shore) och undersida av vit superform (ca 45 shore). Med pelott och THK-förstärkning. Säljs i par. **Storlek:** 35-47
Artikelnummer: 816142-035, -036 osv till -047



Soletta Modus

Inlägg för AKUT såravlastning. Moduler avlägsnas på inläggets undersida. 2 mm Diapodmaterial ovan, mellanlager av plastazote, undersida av fiberförstärkt EVA-material (ca 45 mm shore). Säljs per styck i förpackning om 2 st. Obs – neutral. Dubbelstorlekar (35-36, 37-38 osv till 47-48).
Storlek: 35-36, 37-38 osv till 47-48
Artikelnummer: 510345-035, -037 osv till -047



Pelotter

Vi har flertalet olika pelotter, såväl neutrala som höger / vänster. Dessa är de vanligaste.

| Storlek: | Artikelnummer: |
|-------------------------------------|----------------|
| 1 – hö/vä, säljs parvis | 812041-001 |
| 2 – hö/vä, säljs parvis | 812041-002 |
| 3 – njurformad, hö/vä, säljs parvis | 813435-003 |

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.

STRUMPOR

HeelPad

HeelPad är en behaglig komfortabel hälstrumpa med silikoninlägg för torr och sprucken hud. Vid kontakt med silikonet aktiveras hudens egna helningsprocess. Huden blir smidig och sprickorna försvinner utan användning av krämer. Kan bäras under vanliga strumpor, dag- eller nattetid. Max användning 12 timmar i sträck. Säljs i förpackning om 10 par.

Storlek / färg:

Medium / beige (ca 36-42)

Large / svart (ca 40-46)

Art.nr:

767100-000

767200-000



STRUMPOR

! = Erbjuds så länge lagret räcker.



Diabetes-strumpa Extra vid (par)

Extra vid strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Upp till 60 cm omfång. Mycket lämplig för svullna/kraftiga fötter och fotleder. Finns i svart.

| Skostorlek: | Art.nr: |
|-------------|------------|
| 35-38 | 663100-112 |
| 39-42 | 663100-113 |
| 43-46 | 663100-114 |



Diabetes-strumpa Normal (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. 3 färger – svart, vit och grå.

| Skostorlek: | Svart, art.nr: | Vit, art.nr: | Grå, art.nr: |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 35-38 | 660000-112 | ! 660001-112 | ! 660000-312 |
| 39-42 | 660000-113 | ! 660001-113 | ! 660000-313 |
| 43-46 | 660000-114 | ! 660001-114 | ! 660000-314 |



Diabetes-strumpa Soft (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk halvplysch under foten, över tårna och runt hälen. 3 färger – svart, vit och grå.

| Skostorlek: | Svart, art.nr: | Vit, art.nr: | Grå, art.nr: |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 35-38 | 662000-112 | 662001-112 | ! 662000-312 |
| 39-42 | 662000-113 | 662001-113 | |
| 43-46 | 662000-114 | 662001-114 | ! 662000-314 |



Soft: Insidan har extra mjuk plysch.



Diabetes-knäsocka Soft (par)

Knäsocka (60 cm) utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk plysch i hela sockan. 2 färger – svart och vit.

| Skostorlek: | Svart, art.nr: | Vit, art.nr: |
|-------------|----------------|--------------|
| 35-38 | 664002-312 | ! 664001-312 |
| 39-42 | 664002-313 | ! 664001-313 |
| 43-46 | 664002-314 | ! 664001-314 |

1. Cambrian Sandal Women – D

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 36 | 237 | 85 | 244 |
| 37 | 246 | 87 | 250 |
| 38 | 250 | 88 | 253 |
| 39 | 254 | 89 | 257 |
| 40 | 263 | 91 | 263 |
| 41 | 271 | 93 | 269 |
| 42 | 280 | 95 | 276 |

2. Cambrian Sandal Women – B

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 36 | 237 | 82 | 233 |
| 37 | 246 | 84 | 240 |
| 38 | 250 | 85 | 243 |
| 39 | 254 | 86 | 246 |
| 40 | 263 | 88 | 253 |
| 41 | 271 | 90 | 259 |
| 42 | 280 | 92 | 265 |

3. Cambrian Sandal Men – D

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 266 | 87 | 267 |
| 42 | 271 | 89 | 270 |
| 43 | 279 | 94 | 277 |
| 44 | 283 | 96 | 280 |
| 45 | 288 | 98 | 283 |
| 46 | 296 | 102 | 289 |
| 47 | 304 | 106 | 296 |

4. Alipes sandal

| Unit Size | A Length | B Width |
|-----------|----------|---------|
| 35 | 230 | 80 |
| 36 | 237 | 80 |
| 37 | 243 | 82 |
| 38 | 247 | 82 |
| 39 | 259 | 84 |
| 40 | 263 | 85 |
| 41 | 269 | 87 |
| 42 | 276 | 90 |

5. TRU Slide Women

| US Size | EU Size | Length | Width |
|---------|---------|--------|-------|
| 6 | 36 | 233 | 88 |
| 7 | 37 | 242 | 90 |
| 8 | 38 | 250 | 92 |
| 9 | 39 | 258 | 94 |
| 10 | 41 | 267 | 96 |
| 11 | 42 | 275 | 98 |

6. TRU Slide Men

| US Size | EU Size | Length | Width |
|---------|---------|--------|-------|
| 8 | 41 | 267 | 96 |
| 9 | 42 | 276 | 98 |
| 10 | 43 | 284 | 100 |
| 11 | 44 | 292 | 102 |
| 12 | 45 | 301 | 104 |
| 13 | 46 | 309 | 106 |

7. Steadfast Women – M/B

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 37 | 234 | 84 | 222 |
| 38 | 243 | 86 | 229 |
| 39 | 251 | 88 | 235 |
| 40 | 255 | 89 | 238 |
| 41 | 264 | 91 | 245 |
| 42 | 268 | 92 | 248 |
| 43 | 276 | 94 | 254 |
| 44 | 285 | 96 | 260 |

8. Steadfast Men – W/2E

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 275 | 95 | 271 |
| 42 | 279 | 96 | 274 |
| 43 | 287 | 98 | 280 |
| 44 | 291 | 99 | 283 |
| 45 | 300 | 101 | 290 |
| 46 | 304 | 102 | 293 |
| 47 | 313 | 104 | 299 |
| 48 | 321 | 107 | 306 |
| 49.5 | 330 | 109 | 312 |

9. Steadfast Women – W/D

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 37 | 234 | 85 | 231 |
| 38 | 243 | 87 | 238 |
| 39 | 251 | 89 | 244 |
| 40 | 255 | 90 | 247 |
| 41 | 264 | 92 | 254 |
| 42 | 268 | 93 | 257 |
| 43 | 276 | 95 | 263 |
| 44 | 285 | 97 | 269 |

10. Steadfast Men – XW/4E

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 275 | 96 | 275 |
| 42 | 279 | 97 | 278 |
| 43 | 288 | 99 | 284 |
| 44 | 292 | 100 | 287 |
| 45 | 300 | 102 | 294 |
| 46 | 305 | 103 | 297 |
| 47 | 313 | 105 | 303 |
| 48 | 322 | 108 | 310 |
| 49.5 | 330 | 110 | 316 |

11. Steadfast Men – M/D

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 274 | 94 | 254 |
| 42 | 278 | 95 | 257 |
| 43 | 286 | 97 | 263 |
| 44 | 290 | 98 | 266 |
| 45 | 299 | 100 | 273 |
| 46 | 303 | 101 | 276 |
| 47 | 312 | 103 | 282 |
| 48 | 320 | 106 | 289 |
| 49.5 | 329 | 108 | 295 |

12. Arandi Narrow Women – B

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 37 | 242 | 83 | 221 |
| 38 | 250 | 85 | 227 |
| 39 | 259 | 87 | 233 |
| 40 | 263 | 88 | 237 |
| 41 | 271 | 90 | 243 |
| 42 | 276 | 91 | 246 |
| 43 | 284 | 93 | 252 |

13. Steadfast Men – 6E

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 276 | 102 | 285 |
| 42 | 280 | 103 | 288 |
| 43 | 289 | 105 | 294 |
| 44 | 293 | 106 | 297 |
| 45 | 301 | 108 | 304 |
| 46 | 306 | 109 | 307 |
| 47 | 314 | 111 | 313 |
| 48 | 323 | 114 | 320 |
| 49.5 | 331 | 116 | 326 |

14. Genesis XPS Women – B

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 37 | 241 | 84 | 230 |
| 38 | 249 | 87 | 237 |
| 39 | 258 | 89 | 243 |
| 40 | 262 | 90 | 246 |
| 41 | 270 | 92 | 253 |
| 42 | 275 | 93 | 256 |
| 43 | 283 | 95 | 262 |

15. Genesis XPS Men – D

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 275 | 93 | 256 |
| 42 | 279 | 94 | 259 |
| 43 | 287 | 96 | 265 |
| 44 | 292 | 97 | 269 |
| 45 | 300 | 99 | 275 |
| 46 | 305 | 100 | 278 |
| 47 | 313 | 102 | 284 |
| 48 | 321 | 104 | 291 |

16. Genesis II Women – D

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 37 | 241 | 85 | 240 |
| 38 | 250 | 87 | 246 |
| 39 | 258 | 89 | 253 |
| 40 | 262 | 90 | 256 |
| 41 | 271 | 92 | 262 |
| 42 | 275 | 93 | 266 |
| 43 | 283 | 95 | 272 |

17. Genesis II Men – 2E

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 276 | 92 | 266 |
| 42 | 280 | 93 | 269 |
| 43 | 288 | 95 | 275 |
| 44 | 293 | 96 | 279 |
| 45 | 301 | 98 | 285 |
| 46 | 305 | 99 | 288 |
| 47 | 314 | 101 | 294 |
| 48 | 322 | 104 | 301 |

18. Ultra Black Women – B

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 37 | 250 | 89 | 234 |
| 38 | 254 | 90 | 237 |
| 39 | 258 | 91 | 240 |
| 40 | 267 | 93 | 247 |
| 41 | 275 | 95 | 253 |
| 42.5 | 284 | 97 | 259 |

19. Ultra Black Men – 2E

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 275 | 100 | 264 |
| 42 | 279 | 101 | 268 |
| 43 | 287 | 103 | 274 |
| 44 | 292 | 104 | 277 |
| 45 | 296 | 105 | 280 |
| 46 | 304 | 107 | 287 |
| 47 | 313 | 109 | 293 |
| 48 | 321 | 111 | 299 |

20. Bora Men – D

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 275 | 98 | 249 |
| 42 | 279 | 99 | 253 |
| 43 | 287 | 101 | 259 |
| 44 | 292 | 102 | 262 |
| 45 | 296 | 103 | 265 |
| 46 | 304 | 105 | 272 |
| 47 | 313 | 107 | 278 |

21. Breeze, Ultra Genesis Women – B

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 36 | 242 | 87 | 222 |
| 37 | 250 | 89 | 228 |
| 38 | 254 | 90 | 232 |
| 39 | 258 | 91 | 235 |
| 40 | 267 | 93 | 241 |
| 41 | 275 | 95 | 248 |
| 42.5 | 284 | 97 | 254 |

22. Ultra Genesis Men – 2E

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 275 | 100 | 258 |
| 42 | 279 | 101 | 262 |
| 43 | 287 | 103 | 268 |
| 44 | 292 | 104 | 271 |
| 45 | 296 | 105 | 274 |
| 46 | 304 | 107 | 281 |
| 47 | 313 | 109 | 287 |

23. Ventura Casual Men – 2E

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 41 | 275 | 100 | 258 |
| 42 | 279 | 101 | 262 |
| 43 | 287 | 103 | 268 |
| 44 | 292 | 104 | 271 |
| 45 | 296 | 105 | 274 |
| 46 | 304 | 107 | 281 |
| 47 | 313 | 109 | 287 |

24. Venezia

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 35 | 232 | 87 | 238 |
| 36 | 238 | 89 | 243 |
| 37 | 245 | 90 | 248 |
| 38 | 252 | 92 | 253 |
| 39 | 258 | 93 | 258 |
| 40 | 265 | 95 | 263 |
| 41 | 96 | 90 | 268 |

25. Botero (12)

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 39 | 258 | 96 | 258 |
| 40 | 265 | 97 | 263 |
| 41 | 271 | 99 | 268 |
| 42 | 278 | 100 | 273 |
| 43 | 285 | 102 | 278 |
| 44 | 291 | 103 | 283 |
| 45 | 297 | 105 | 288 |
| 46 | 305 | 106 | 293 |
| 47 | 311 | 108 | 298 |

26. Orsa

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 35 | 232 | 79 | 222 |
| 36 | 239 | 80.5 | 226 |
| 37 | 245 | 82 | 230 |
| 38 | 252 | 83.5 | 234 |
| 39 | 259 | 85 | 238 |
| 40 | 264 | 860 | 243 |
| 41 | 271 | 88 | 247 |
| 42 | 277 | 89.5 | 252 |
| 43 | 284 | 91 | 256 |
| 44 | 291 | 92.5 | 261 |
| 45 | 297 | 94 | 265 |
| 46 | 303 | 95.5 | 269 |
| 47 | 310 | 97 | 273 |

27. Polar

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 35 | 228 | 80 | 230 |
| 36 | 236 | 82 | 236 |
| 37 | 238 | 83 | 242 |
| 38 | 248 | 85 | 247 |
| 39 | 255 | 87 | 252 |
| 40 | 261 | 89 | 257 |
| 41 | 267 | 91 | 262 |
| 42 | 274 | 93 | 268 |
| 43 | 281 | 95 | 272 |

28. Vail

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 36 | 241 | 83 | 229 |
| 37 | 248 | 84 | 233 |
| 38 | 254 | 85 | 237 |
| 39 | 261 | 86 | 241 |
| 40 | 267 | 87 | 245 |
| 41 | 274 | 88 | 249 |

29. Aspen

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball |
|-----------|----------|---------|--------|
| 40 | 268 | 93 | 250 |
| 41 | 275 | 95 | 255 |
| 42 | 281 | 96 | 260 |
| 43 | 288 | 97 | 265 |
| 44 | 294 | 99 | 270 |
| 45 | 301 | 101 | 275 |
| 46 | 307 | 102 | 280 |

30. Activity Sport Grey

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 39 | 257 | 96 | 261 | 36 |
| 40 | 264 | 97 | 266 | 37 |
| 41 | 270 | 99 | 271 | 38 |
| 42 | 277 | 100 | 276 | 39 |
| 43 | 284 | 102 | 281 | 40 |
| 44 | 290 | 103 | 286 | 41 |
| 45 | 297 | 105 | 291 | 42 |
| 46 | 304 | 106 | 296 | 43 |
| 47 | 310 | 108 | 301 | 44 |

31. Activity Iron (D, H), Activity Wild, Darwin DCS Velcro

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 36 | 235 | 91 | 256 | 34 |
| 37 | 242 | 93 | 261 | 35 |
| 38 | 248 | 94 | 266 | 36 |
| 39 | 255 | 96 | 271 | 37 |
| 40 | 262 | 97 | 276 | 38 |
| 41 | 268 | 99 | 281 | 37.5 |
| 42 | 275 | 100 | 286 | 38 |
| 43 | 282 | 102 | 291 | 38.5 |
| 44 | 288 | 103 | 296 | 39 |
| 45 | 295 | 105 | 301 | 39.5 |
| 46 | 302 | 106 | 306 | 40 |
| 47 | 308 | 108 | 311 | 40.5 |

32. Activity Itala, Activity Next EVO, Activity One EVO XF

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 35 | 232 | 87 | 241 | 34 |
| 36 | 238 | 89 | 246 | 34 |
| 37 | 245 | 90 | 251 | 35 |
| 38 | 252 | 92 | 256 | 35 |
| 39 | 258 | 93 | 261 | 36 |
| 40 | 265 | 95 | 266 | 36 |
| 41 | 272 | 96 | 271 | 37 |

33. Activity Freedom Evo

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 36 | 238 | 89 | 246 | 34 |
| 37 | 245 | 90 | 251 | 35 |
| 38 | 252 | 92 | 256 | 35 |
| 39 | 259 | 95 | 261 | 36 |
| 40 | 266 | 96 | 266 | 36 |
| 41 | 273 | 98 | 271 | 37 |
| 42 | 280 | 100 | 276 | 37 |
| 43 | 287 | 102 | 281 | 38 |
| 44 | 293 | 103 | 286 | 38 |
| 45 | 300 | 105 | 291 | 39 |
| 46 | 307 | 106 | 296 | 40 |
| 47 | 313 | 108 | 301 | 40 |

34. Caravaggio, Giotto Velcro GV, X-Diab Goodsport, Masaccio

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 36 | 238 | 89 | 256 | 38 |
| 37 | 245 | 90 | 261 | 39 |
| 38 | 252 | 92 | 266 | 40 |
| 39 | 258 | 94 | 271 | 41 |
| 40 | 263 | 96 | 276 | 41 |
| 41 | 270 | 98 | 281 | 42 |
| 42 | 276 | 100 | 286 | 42 |
| 43 | 282 | 102 | 291 | 43 |
| 44 | 288 | 103 | 296 | 43 |
| 45 | 294 | 105 | 301 | 44 |
| 46 | 302 | 106 | 306 | 44 |
| 47 | 308 | 108 | 311 | 45 |

35. Manet

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 35 | 232 | 87 | 251 | 37 |
| 36 | 238 | 89 | 256 | 38 |
| 37 | 245 | 90 | 261 | 39 |
| 38 | 252 | 92 | 266 | 40 |
| 39 | 258 | 93 | 271 | 41 |
| 40 | 265 | 95 | 276 | 42 |
| 41 | 272 | 96 | 281 | 43 |
| 42 | 278 | 98 | 286 | 44 |

36. X-Diab (16)

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 36 | 235 | 93 | 262 | 39 |
| 37 | 242 | 95 | 267 | 40 |
| 38 | 248 | 96 | 272 | 41 |
| 39 | 255 | 98 | 277 | 42 |
| 40 | 262 | 99 | 282 | 43 |
| 41 | 268 | 101 | 287 | 44 |
| 42 | 275 | 102 | 292 | 45 |
| 43 | 282 | 104 | 297 | 46 |
| 44 | 288 | 105 | 302 | 47 |
| 45 | 295 | 107 | 307 | 48 |
| 46 | 302 | 108 | 312 | 49 |
| 47 | 308 | 110 | 317 | 50 |

37. Deambulo X

| Unit Size | A Length |
|-----------|----------|
| 36 | 238 |
| 37 | 245 |
| 38 | 252 |
| 39 | 258 |
| 40 | 265 |
| 41 | 271 |
| 42 | 278 |
| 43 | 285 |
| 44 | 291 |
| 45 | 297 |
| 46 | 305 |

38. Sandalo, Asti

| Unit Size | A Length | B Width | C Ball | E Toe |
|-----------|----------|---------|--------|-------|
| 35 | 232 | 92 | 265 | 43 |
| 36 | 238 | 93 | 270 | 44 |
| 37 | 245 | 95 | 275 | 45 |
| 38 | 252 | 96 | 280 | 46 |
| 39 | 258 | 98 | 285 | 47 |
| 40 | 265 | 99 | 290 | 48 |
| 41 | 272 | 101 | 295 | 49 |
| 42 | 278 | 102 | 300 | 50 |
| 43 | 285 | 104 | 305 | 51 |
| 44 | 292 | 105 | 310 | 52 |
| 45 | 298 | 107 | 315 | 53 |
| 46 | 305 | 108 | 320 | 54 |
| 47 | 312 | 110 | 325 | 55 |

39. Orthop

| Unit Size | A Length | B Width | F Shaft H. |
|-----------|----------|---------|------------|
| 36 | 225 | 93 | 95 |
| 37 | 240 | 95 | 95 |
| 38 | 245 | 95 | 100 |
| 39 | 250 | 96 | 100 |
| 40 | 260 | 98 | 105 |
| 41 | 270 | 100 | 105 |
| 42 | 280 | 102 | 105 |
| 43 | 285 | 105 | 107 |
| 44 | 290 | 105 | 110 |
| 45 | 295 | 108 | 110 |
| 46 | 300 | 110 | 112 |
| 47 | 305 | 110 | 113 |
| 48 | 310 | 113 | 115 |

40. TeraHeel

| Unit Size | Fits | Length |
|-----------|-------|--------|
| S | 35-37 | 222 |
| M | 38-40 | 243 |
| L | 41-43 | 263 |
| XL | 44-46 | 284 |

41. EriCare

| Unit Size | Fits | Sole Length (inner) | Front width (inner) |
|-----------|-------|---------------------|---------------------|
| XS | 34-36 | 232 | 92 |
| S | 37-39 | 242 | 97 |
| M | 40-42 | 272 | 110 |
| L | 43-45 | 287 | 116 |
| XL | 46-48 | 307 | 125 |

42. WPS / Terapes / TD / Stabil-D


| Unit Size | WPS Length | Terapes Length | TD Length | Stabil-D Length |
|-----------|------------|----------------|-----------|-----------------|
| 35/36 | 230 | 226 | 230 | 233 |
| 37/38 | 240 | 240 | 245 | 245 |
| 39/40 | 253 | 255 | 260 | 259 |
| 41/42 | 265 | 269 | 275 | 271 |
| 43/44 | 275 | 280 | 290 | 285 |
| 45/46 | 290 | 296 | 300 | 297 |
| 47/48 | 295 | 308 | 310 | 312 |

43. Orthotech Stabil, Reha, Vario Incl. thick resp. thin insole

| Unit UK Size | Reference EU Size | A Length | B Width | C- thick Ball | C- thin Ball | D- thick Heel | D- thin Heel |
|--------------|-------------------|----------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3 | 35.5 | 234 | 83 | 227 | 230 | 326 | 329 |
| 4 | 37 | 243 | 85 | 233 | 236 | 337 | 340 |
| 5 | 38 | 251 | 87 | 238 | 241 | 343 | 346 |
| 6 | 39 | 259 | 89 | 243 | 246 | 355 | 358 |
| 7 | 40.5 | 268 | 91 | 248 | 251 | 368 | 371 |
| 8 | 42 | 276 | 93 | 254 | 257 | 374 | 377 |
| 9 | 43 | 285 | 95 | 259 | 262 | 381 | 384 |
| 10 | 44.5 | 293 | 97 | 264 | 267 | 389 | 392 |
| 11 | 46 | 302 | 99 | 269 | 272 | 399 | 402 |
| 12 | 47 | 310 | 101 | 273 | 276 | 411 | 414 |
| 13 | 48 | 318 | 103 | 279 | 282 | 416 | 419 |
| 14 | 50 | 327 | 105 | 288 | 291 | 428 | 431 |

Measures taken on last
/ Mått tagna på läst

Lägg alltid på extra utrymme motsvarande ca 10-15 mm för täckt sko, och ca 6-10 mm för öppna sko.



Vi vill möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva
Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se

Bilder: Xelero, Podartis, Cambrian,
Ihle, Orthotech och Erimed